

Avföringsprov vid misstanke av antibiotikadiarré (*Clostridium difficile* odling och påvisande av toxin, F-CldiVTx; påvisande av *Clostridium difficile* toxin från avföring, F-CldiTox; Bakterieodling 2 från avföring, F-BaktVi2)

Med dessa undersökningar utreder man diarré som följd av antibiotikabehandling eller annat som kan orsaka förändringar i tarmens normalflora.

1. Provtagningsmaterial:

- Ett fabriksrent kärl t.ex engångstallrik eller rondskål.
- Avföringsprovbuk som har en "sked" i locket
- Förslutbar påse
- Etikett med personuppgifter

2. Provtagning:

- Ett fabriksrent kärl t.ex engångstallrik eller rondskål.
- Ta avföring på ett fabriksrent kärl
- Öppna provtagningsburken och sätt **rikligt med lös avföring** i burken med hjälp av locket "sked". (ca. ¾ av burken skall fyllas)
- Stäng burken väl
- Limma etiketten med personuppgifter på burken
- Skriv provtagningsdatum och klockslag på etiketten
- Sätt burken i påsen och stäng påsen väl

3. Förvaring av provet:

Provet skall föras till laboratoriet så fort som möjligt, helst samma dag eller senast morgonen därpå. Tills dess skall provet förvaras i kylskåpstemperatur (inte nära livsmedel).

4. Observera:

För att undvika smittorisk tvätta händerna väl med tvål och vatten efter provtagningen! Släng kärlet som du använt vid provtagningen på ett lämpligt sätt.

Laboratorier:

Vasa centralsjukhus, B1	må-fre 7-15	(06) 323 1626/1627
Smedsbyvägens laboratorium	må-to 8-15, fre 8-14	
Telefontid må-to kl.10-10.30 och kl.14-14.50, fre kl.10-10.30 Vasa stads växel (06) 325 1111		
Laihela laboratorium	må-to 7-14.30, fre 7-14	(06) 325 8277
Lillkyro provtagning	må, ons 7-11.30	(06) 325 8511
Bottenhavets laboratorium	må-fre 7-14.30	(06) 221 8342
Malax labotatorium	må-fre 7.30-15	(06) 347 7627
Korsnäs provtagning	ti, to 8-10	(06) 347 9330

Kontrollera avvikande öppethållningstider (vardagshelg, sommar).

